

2022第十批重采耗材清单（第一部分）

包号	序号	耗材名称	预算单价 (元)	参数
1	1	口腔修复膜	3930	材料是由牛的皮肤组织经脱脂脱细胞一系列处理制备的异种脱细胞真皮基质，平均厚度0.3mm-1mm，可在体内降解，用于喉癌、下咽癌等头颈肿瘤手术术后组织缺损修复。
2	2	同种异体骨	9000	一、松质骨条(4~6)mm*(3~6)mm*(20~60)mm 二、皮质骨板(3~7)mm*(10~40)mm*(35~60)mm 三、松质骨块(7~30)mm*(7~40)mm*(7~60)mm 四、皮松质骨条(4~6)mm*(3~6)mm*20~60)mm 五、钴60灭菌 六、灭菌包装，效期大于等于2年
3	3	儿童专用心电监测电极片	1.5	需适配迈瑞ePM 10 Neo
4	4	可吸收结扎夹	230	1. 国产可吸收结扎夹，产品材质为聚二氧六环酮聚酯，可降解吸收。 2. 结扎方式为锁扣结扎，匹配施夹钳最小可通过5mm穿刺器。 3. 结扎管状组织范围最小满足0.5mm，最大3.0-6.0mm。 4. 灭菌方式为环氧灭菌
5	5	墨盒	7382	适用于徕卡包埋盒打号机，为打号机打印时需使用的墨水
	6	免疫显色试剂	11700	徕卡免疫组化染色机配套使用。 用途：在免疫组化反应或原位杂交反应中与首要抗原抗体结合，通过染色，将靶点进行标记。 组成成份：过氧化物酶封闭剂、一抗后试剂、多聚物、DAB Part 1、DAB Part B、苏木素。
	7	清洗液	3200	徕卡免疫组化染色机配套使用。 用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 组成成份：由三羟甲基缓冲盐、表面活性剂、3.5% ProClin 950和水组成。
	8	脱蜡液	840	徕卡免疫组化染色机配套使用。 用途：用于对样本进行染色前预处理，去除石蜡包埋组织样本上的石蜡。 组成成份：由脱蜡液组成。
	9	免疫组化抗原修复缓冲液	1605	徕卡免疫组化染色机配套使用。分为酸修复液及EDTA修复液两种。 用途：用于免疫组织化学染色前的抗原修复。 组成成份： 1、酸修复液：柠檬酸、丙三醇、表面活性剂。 2、EDTA修复液：EDTA缓冲液和表面活性剂。
	10	试剂针清洁盒	2200	徕卡免疫组化染色机配套使用。 用途：Bond试剂针清洁盒使用安装在Bond系统上的探针清洗程序抽吸，自动清洁机器上的抽吸探针。
	11	打印标签纸和色带	7000	徕卡免疫组化染色机配套使用。 用途：用于标签打号机的打印。
	12	免疫显色试剂（可开展红染）	4600	徕卡免疫组化染色机配套使用。 用途：用于标签打号机的打印。
	13	环氧乙烷（包内指示卡）	360	1、用于追溯系统配套使用，可通过标签上的指示药条判断是否经过压力环氧乙烷灭菌。 2、标签材质：单底合成纸。 3、标签规格：61mm*34mm, 400片/卷。 4、药条位置：位于标签右侧（提供彩页或实物照片）。 5、产品须具有消毒产品卫生安全评价报告。 6、产品有效期：≥12个月。

6	14	环氧乙烷（气罐）	220	1. 产品成分：100%纯环氧乙烷气体，不含氟氯烃类气体。 2. 单剂量气罐, 无需巨大气瓶，运输、储存及灭菌使用方便。 3. 无需过滤气体，无外置阀门降低泄漏的风险。 4. 适用范围：适配于我院在用的3M品牌 型号的环氧乙烷灭菌器使用。
	15	环氧乙烷（生物挑战包）	180	1. 指示剂含枯草芽孢杆菌，符合国际标准ISO 11138-2：2006的要求。 2. 自含式设计，操作简便，不易污染，只需要设置阳性对照。 3. 4小时内读出最终结果，快速准确。 4. 为一次性生物测试包，性能稳定，监测可靠准确，符合AAMI ST41《消毒技术规范 2002》 5. 适配于我院在用的3M品牌的环氧乙烷灭菌器，可监测环氧乙烷（包括100%环氧乙烷气体和环氧乙烷混合气体）灭菌效果。
	16	环氧乙烷（指示胶带）	220	1. 长条形结构内含化学指示染料，在环氧乙烷浓度为600mg/L±30mg/L，温度54℃±1℃和相对湿度60%±10%，作用时间60分钟，化学指示剂由褐色变为绿色（终末点颜色），以其变色反映灭菌过程是否符合要求。 2. 长条型的灭菌指示，可以对更多的区域进行灭菌监测。 3. 适用范围：用于环氧乙烷灭菌效果的化学监测。
7	17	颌骨内固定钛板及螺钉	57520	（一）螺钉 1. 由钛合金制成(Ti-6Al-7b)。 2. 螺钉直径为:1.55mm、1.8mm、2.0mm、2.4mm，分为自攻、自钻及应急螺钉，并以不同颜色区分，不易混淆；多种长度及直径可供选择。 3. 0.6mm及 1mm螺距确保植入更快速。 （二）固定板 1. 由商业纯钛制成 2. Matrix规格齐全，分为：0.4mm、0.5mm、0.7mm、0.8mm、1.0mm、1.25mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、2.8mm多种切迹和厚度，可供颅颌面各部位肿瘤创伤重建选择最合适产品及手术方案。 3. 以不同颜色标记不同切迹和厚度，便于区分。 二：颅颌面用接骨螺钉 1. 由高强度不锈钢制成， 2. 直径2.0mm，有8mm和12mm两种长度规格， 3. 螺钉头的双穿孔设计和十字形凹槽简化了结扎钢丝的贯穿。
8	18	生物羊膜	2800	产品取材于健康剖宫产产妇的胎盘组织。无滤纸（凹凸面）型 每片分凹面（羊膜上皮面）和凸面（羊膜基底面），经冷冻干燥、钴60辐照灭菌后密封保存
9	19	超声电导仪电极	48	尺寸：80mm×80mm（长×宽），误差±2mm； 持粘性：单面压敏胶片脱落时间不低于5min； 剥离强度：单面压敏胶片的剥离强度不低于0.5N/cm； 表面残留物：电极贴片对体表的残留物应不明显,能匹配本院机器。
	20	经皮神经电刺激代自粘电极片	10	1. 能与科室QL/T-III经皮电刺激仪配套使用。 2. 规格：5×5cm

10	21	甲状旁腺素检测试剂盒	480	1、技术参数： 分辨率：检测仪绝对光密度Dr的测量分辨率为0.0001mDr， 重复性：检测仪光密度检测的变异系数CV不超过±5%， 准确度：检测仪检测的绝对光密度Dr与标称值的相对偏差不得超过±10%，机器间偏差≤2%； 2、检测原理：胶体金免疫层析法 3、检测样品：全血、血清、血浆等 4、移动特点：内含锂电池，可在不接外电的情况下进行检测 5、检测时间常规模式12min；快速模式5s 6、样品预处理：直接加样，无需任何预处理 7、样本识别：采用独特的条形码识别技术，自动识别样本类型、批号等信息
11	22	无线体温传感器	399	1. 能与具备体温监护功能的监护设备(监护仪)配套使用 2. 温度测量范围至少25℃-45℃，需提供技术佐证并加盖投标人鲜章； 3. 可穿戴、体表非侵入式使用方式； 4. 低功耗蓝牙连接，其与接收设备之间的无线传输距离应不小于5米，需要提供由药监部门核发的医疗器械产品技术要求证明 5. 传感器与蓝牙中继设备的连接方式至少2种：靠近感应连接、扫码连接； 6. 最大允许误差应在±0.1℃或以内 7. 传感器持续工作时间不小于240小时，提供技术佐证并加盖投标人鲜章； 8. 实际临床精度：应在成人手术、儿童手术、日间手术、腔镜手术这4个场景均具备SCI或中文核心期刊文献证明其测量结果与食道、或鼻咽等核心温度平均差距小于0.2℃ 9. 体温数据可无线传输到麻醉准备室、手术室、复苏室等围麻醉期各个场地，实现体温连续监测； 10. 传感器可配备麻醉体温管理系统软件
12	23	可吸收硬脑（脊）膜补片	17100	采用可吸收聚乳酸材料（非动物源材料），经生物3D打印技术制成，可缝可贴，便于临床手术操作，稳定吸收同步降解，不会在体内形成永久异物，国产产品。
13	24	远红外线治疗仪保暖帘	58	材质：双层厚型一次性无纺布；颜色：蓝色
14	25	气瓶	1200	需适配Radiometer Medical ApS TCM CombiM
	26	电极膜	50	需适配Radiometer Medical ApS TCM CombiM
	27	固定环	1600	需适配Radiometer Medical ApS TCM CombiM
15	28	墙式氧气吸入器(单头)	68	国产
	29	气体接头	13	国产
	30	气体接头(加长型)	23	国产
	31	废液收集装置	100	国产
	32	墙式氧气吸入器（双头）	155	国产
	33	吸引表阀	55	国产
	34	吸引管	7.5	国产
	35	吸引瓶套装	45	国产
	36	通气管（湿化杆）	3.3	国产
16	37	高频手术电极	800	由镀金钢材料微针，针体绝缘，针尖放电长度0.3mm，针体直径0.15mm，独立无菌包装，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，

17	38	一次性止血夹（显微血管夹）	2816	夹闭效果：精准得夹闭力，减少血管内膜损伤，夹持更稳定。 内膜损伤：丘陵状夹闭面，更适合血管内膜的纵向波纹形态，最大程度减少内膜损伤。 长度：较短（1.0-2.15cm），不阻挡视野。 材质：聚碳酸酯（PC）材料和不锈钢材料制作，夹体采用聚碳酸酯（PC） 该品在术中灯光下不反光； 辨识性：夹体与周围组织区分明显，易辨识。
	39	微血管吻合装置	15000	用于急性创伤、皮瓣等微血管（动、静脉）的吻合。适应的血管外径在0.8mm—4.3mm之间，管壁厚度在0.5mm以下的血管，端端、端侧吻合。吻合装置无需缝针缝线，操作简单，规范化机械化操作
	40	预充式导管冲洗器	8.5	1、有防回血设计，可降低堵管风险； 2、锁止环设计，避免回抽导致冲洗液进入非灭菌区域造成污染； 3、符合国家药典标准0.9%氯化钠注射液； 4、产品有效期≥3年； 5、注册证上有3ml、5ml、10ml三个规格，统一10ml管径设计，满足需求； 6、不含防腐剂，不含DEHP； 7、属于III类注册的医疗器械产品；
	41	密闭式防针刺伤静脉留置针	32	1、密闭式设计，具有防针刺伤和防止再次使用的针尖保护装置； 2、规格型号：18、20、22、24（直型、Y型）； 3、整体不含乳胶不含DEHP，导管具备6条X射线不穿透性； 4、自动激活安全保护装置、可单手操作； 5、进入人体导管为聚氨脂材质，具有良好的软化功能，在血管内软化率不低于76%，且具备良好的弹性功能； 6、产品耐高压，不低于300psi；
	42	一次性输注管路和针头	80	1. 适用范围包括美敦力胰岛素泵。 2. 适配三种类型管路：钢针，直插软针，斜插软针。 3. 储药器接头类型：Paradigm型接头和SC1型接头。 4. 管路结构及材质：双层；内层：聚乙烯PE，外层：聚氨基甲酸酯PU，确保结构强度及完整性（见说明书或注册证）。 5. 有斜插软针：带透明视窗可观察输注部位皮肤情况。 6. 管路的分离方式：卡扣和纽扣，并含连接器和保护器。 7. 敷贴部分：共聚酯粘带，防止过敏，皮肤破溃等情况。 8. 连接力：输注器的各组件的连接，不包括保护套，敷贴与针座，能承受15N的拉力，持续15s不松动或分离。 9. 连接器材质：聚对苯二甲酸乙二醇酯-1，4-环己烷二甲醇酯。 10. 输注管路长度要求：60cm至110cm。

18	43	储药器	30	1. 储药器适配美敦力胰岛素泵。 2. 储药器适配接口类型：Paradigm和SC1的输注管路。 3. 储药器与胰岛素泵用输注管路配套使用，确保连接、密闭。 4. 容量：3ml 5. 连接力：15N 6. 穿刺力：$\leq 1.2N$ 7. 器身密合性：1. 在88kPa负压作用下保持60s+5s, 外套与活塞接触的部位不得产生漏气现象，且活塞与芯杆不得脱离。2. 吸入公称容量水，轴向压力300kPa，侧向力1.0N，对芯杆作用30s, 筒体与活塞接触的部位没有漏液现象 8. O型密封圈材质：聚丙烯和硅橡胶
	44	葡萄糖探头（一次性、无菌）	500	1. 适用于美敦力动态葡萄糖监测系统和胰岛素泵。 2. 葡萄糖传感器记录器可反复使用。 3. 适配美敦力防水密封检测器。 4. 使用方式四种：实时动态血糖监测，回顾式动态血糖监测，预警式动态血糖监测，胰岛素泵用动态血糖监测四种监测方式。 5. 葡萄糖传感器有引导针自动回缩装置。 6. 葡萄糖传感器探针结构：直插式。 7. 葡萄糖传感器长度：10.5mm。 8. 血糖测试有效范围：2.2mmol/L-22.2mmol/L。 9. 可适配MMT-7512和MMT-7510助针器。 10. 每日血糖数值要求：每5分钟记录一次，每24小时提供不少于288个血糖值点位。 11. 使用时间：$\leq$七天。
	45	组织固定器	14000	用于不停跳心脏搭桥手术，使心脏位置相对固定并减少心脏搏动对手术的影响。360度旋转，红色拉力指示器提示，更低塔台，柔性臂自动张开。
	46	射频消融系统	11500	单极笔，外科房颤病人手术必备。1. 外科冲洗式射频消融可以保证快速有效的能量传递，确保消融透壁性同时不会产生焦痂和微泡，对病人原本心肌组织不会再次破坏。
	47	人工心脏瓣膜	19600	瓣膜置换手术需要。包括主动脉瓣和二尖瓣，cinch II瓣角收缩技术，易于植入，优秀的抗钙化技术，还有优异的血流动力学。
19	48	一次性使用血压传感器	315	结构组成：产品有保护套、灌注器、电缆接头、电缆线、灌注阀、压力腔、内和外圆锥接头连接器、开关、传输管路、堵帽组成。 无菌要求：经环氧乙烷灭菌。 材料要求：PVC、硅胶 1、激励频率：直流(DC)到5000Hz； 2、激励阻抗：$1k\Omega \sim 3k\Omega$； 3、输出阻抗：$300\Omega \pm 30\Omega$； 4、相位偏移：$<5^\circ$； 5、标称灵敏度：$5\mu V/V/mmHg$； 6、在每个轴上传感器能承受的半正弦冲击的加速度大小：$2000g$； 7、零点漂移误差：$\leq \pm 1mmHg$； 8、温度的零点漂移误差：$\leq \pm 1mmHg$； 9、温度的灵敏度变化：$\leq \pm 1\%$； 10、感光灵敏度误差：$\leq \pm 1mmHg$； 11、信号连线长度：$340 \pm 20mm$。 12、测压范围$-50mmHg - +300mmHg$ 13、冲洗阀流速控制在$2 \pm 1ml/h$

20	49	高温卷材	2.3	1、由塑料复合膜与医用透析纸烫合而成，具有一定的透气性，易于彻底灭菌，避免湿包产生； 2、用于压力蒸汽灭菌或环氧乙烷灭菌的物品包装，指示灭菌处理过程； 3、可根据用户需求，剪裁成38*25cm的半成品； 4、封口温度180-200℃；
21	50	远端通路导引导管	11000	内径0.071,头端8cm柔软段,10cm亲水涂层,长度:95-108cm,具有直头,MPD、MPC形状。
	51	血管重建装置和传送系统	45000	支架外表面涂有Parylene-C涂层,传送导丝由不透X线标记的镍钛钽导丝芯构成,适应直径:2-4mm,长度:16mm,23mm,30mm,39mm,分为有头端和无头端支架。
	52	可分离弹簧圈系统	15200	弹簧圈由92%的铂、8%的钨组成,弹簧圈内部包含抗拉伸聚丙烯单丝,直径2-20mm包含半型号系列,长度:1.5cm-30cm.
	53	机械解脱弹簧圈系统(国产)	10500	弹簧圈由92%的铂、8%的钨组成包含抗解旋成分,渐变输送系统。
	54	封堵止血系统	2900	该产品适用于股动脉穿刺部位的闭合,适应于5F、6F、7F的血管鞘直径,可吸收性插塞由聚乙醇酸(PGA)制成。特别是对于术前和或手术中接受糖蛋白(GP)Ⅱb/Ⅲa抑制剂治疗的患者,可使接受介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动。
22	55	肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白(三项)	117	需配套Getein1600使用
	56	D-二聚体	18	需配套Getein1600使用
	57	N-端脑利钠肽	117	需配套Getein1600使用
23	58	一次性使用静脉插管	240	多种规格,多个品种(一体直头,金属弯头,一体弯头等),血液破坏小,采用医用级高分子材料,产品不含邻苯类塑化剂,内夹不锈钢丝,抗弯能力强,产品内外壁光滑,阻力小,能有效保证血液的通畅,引流通畅,抗压耐折。
	59	一次性使用动脉插管	240	插管主体需带钢丝加强,包含弯头,直头,一体直头,管身长度230-240mm,产品不含邻苯类塑化剂,灌注压力小,抗压耐折。
	60	一次性使用左心吸引头	230	成人要求长度380mm,需带插芯,产品不含邻苯类塑化剂,能随意塑型,减压引流。
24	61	医用棉签	1.45	1、产品由医用脱脂棉制成棉头,竹签制成签杆; 2、应符合YY/T 0330-2015的相关规定; 3、100支含棉量 $I \geq 3g$, $II \geq 15g$; 4、棉头应为柔软而富有弹性的白色棉纤维,无色斑、污点及异物,无臭、无味;签杆应光滑、无霉斑、无毛刺;棉签与签杆应裹紧,正常使用下不易脱落; 5、规格每包有5支、10支、15支、20支等不同规格组成; 6、 灭菌方式:环氧乙烷灭菌;
25	62	总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒	6726	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	63	卵泡刺激素测定试剂盒	1360	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	64	雌二醇测定试剂盒	1360	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	65	促黄体生成素测定试剂盒	1360	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	66	泌乳素测定试剂盒	1360	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	67	睾酮测定试剂盒	1360	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	68	孕酮测定试剂盒	1360	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	69	胰岛素测定试剂盒	14.6	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	70	C肽测定试剂盒	21	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	71	铁蛋白测定试剂盒	14.28	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用
	72	甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒	18	适用于雅培i2000化学发光分析仪配套使用

26	73	湿化瓶	9.35	1、复用，耐高温材质，至少达到100℃以上；2、多种口径可选，满足现有一院两区一分部的所有各种口径的氧表；
27	74	热休克蛋白90 α 定量检测试剂盒	10205	1. 国产 2. 检测范围20-400ng/ml 3. 线性范围：用双对数拟合，线性范围20-400ng / ml，相关系数(R ²)大于0.980 4. 方法学：酶联免疫法 5. 用于定量检测非放疗肺癌、肝癌患者EDTA-K2抗凝血浆中的热休克蛋白90 α 。该指标主要用于对肺癌、肝癌患者进行病情监测和疗效评价以辅助判断疾病进程或治疗效果
28	75	经皮胃造瘘套件	1700	1. 一次性使用 2. 硅胶材料、透明管身 3. 包装内有无菌纱布、注射器、22号针头、11号手术刀片、剪刀、压垫、Y接头等 4. 饲养管尺寸24Fr 5. 饲养管内径 5.5mm 6. 导丝直径0.035 inch 7. 导丝长度260cm
29	76	热活检钳	644	1. 一次性使用，灭菌。 2. 医用不锈钢，热塑性弹性体等制成。 3. 结构包括：钳头、涂塑弹簧管、高频电接头口和手柄 4. 鼠齿或平口齿或混合齿型钳头 5. 钳头开口大小1.6mm-2.3mm 6. 外管长度为300-2300mm。
	77	一次性使用高频切开刀	2980	1. 一次性使用，灭菌 2. 刀头06Cr19Ni10材质、黄金涂层；绝缘件氧化钴材质；外管PTFE材质；中管FEP/PTFE材质；手柄组件ABS材质 3. 结构包括：刀头组件，外管，手柄组件 4. 刀头长度1.5mm或2mm或4mm 5. 刀头具备注水功能
30	78	一次性使用内窥镜注射针	520	1. 一次性使用，灭菌 2. 针管06Cr19Ni10，内管和外管PTEE材质，手柄PC材质 3. 结构包括：针管，内管、外管和手柄。 4. 外管直径为1.8mm或2.3mm 5. 针管直径为4mm或5mm或6mm或8mm
31	79	无针输液接头	28	1、适用范围：通过鲁尔接头连接用于抽吸、注射、无针输液、输血、血样抽吸和间歇性注射。兼容鲁尔接口注射器和非鲁尔接口注射器。 2、透明设计，可直接观察药液/血液残留。 3、最长可使用7天。 4、直型结构设计，直型通路，流速最高可达360ml/min。 5、表面分隔膜，无冲洗死腔。硅胶表面，表面平整无凹陷。 6、预充体积最低0.09ml最高0.39ml 7、各型号均不含DEHP，乳胶。 8、内部无其他组件，无金属，可做核磁共振。 9、可用于压力设备。
	80	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法）	710	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
	81	天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法）	715	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800

82	碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法）	858	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
83	γ -谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法）	1038	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
84	胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法）	4000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
85	总蛋白测定试剂盒（双缩脲法）	466.66	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
86	白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）	375	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
87	前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）	4704	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
88	总胆红素测定试剂盒（氧化法）	969	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
89	直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法）	969	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
90	5'-核苷酸酶测定试剂盒（过氧化物酶法）	8000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
91	α -L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（CNPF底物法）	6600	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
92	腺苷脱氢酶测定试剂盒（过氧化物酶法）	10660	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
93	总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法）	7663	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
94	单胺氧化酶测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法）	4210	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
95	亮氨酸氨基转肽酶测定试剂盒（L-亮氨酸-p-硝基苯胺底物法）	1032	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
96	氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法）	1167	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
97	尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法）	560	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
98	肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）	6375.00	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
99	尿酸测定试剂盒（尿酸酶法）	760	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
100	胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	17632	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800

101	α 1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	4900	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
102	β 2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	14047	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
103	尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫透射比浊法）	4710	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
104	脑脊液/尿液总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法）	702	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
105	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	7000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
106	视黄醇结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	4722	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
107	N-乙酰- β -D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒（MPT底物法）	7467	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
108	葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法）	1146.66	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
109	葡萄糖测定试剂盒（氧化酶法）	735	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
110	糖化血红蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	4138	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
111	糖化白蛋白测定试剂盒（酮胺氧化酶法）	12000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
112	乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法）	887	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
113	甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法）	1600	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
114	总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法）	1133.33	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
115	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法）	4974	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
116	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法）	6880	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
117	载脂蛋白AI测定试剂盒（免疫比浊法）	5676	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
118	载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法）	6300	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
119	脂蛋白（a）测定试剂盒	13200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800

120	同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法）	13844	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
121	肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法）	4000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
122	肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒（免疫抑制法）	7733.33	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
123	α -羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（ α -酮丁酸底物法）	1200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
124	乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法）	557	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
125	乳酸脱氢酶同工酶1测定试剂盒（化学抑制法）	1890	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
126	心脏型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	19250	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
127	α -淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法）	1576	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
128	二氧化碳测定试剂盒（PEPC酶法）	3040	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
129	超敏C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	3155	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
130	免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法）	2500	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
131	免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法）	2500	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
132	免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法）	2500	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
133	C3测定试剂盒（免疫比浊法-LST型）	2263	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
134	C4测定试剂盒（免疫比浊法-LST型）	2265	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
135	抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	10640	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
136	胃蛋白酶原I/II测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	11743	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
137	唾液酸测定试剂盒（乳酸脱氢酶法）	7467	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
138	脂肪酶测定试剂盒(速率法)	2450	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800

139	小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（过氧化物酶法）	7500	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
140	总铁结合力（TIBC）测定试剂盒（Ferene法）	549.03	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
141	转铁蛋白（TRF）测定试剂盒（免疫比浊法）	1280.00	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
142	铁蛋白（FER）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）	5500.00	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
143	生化复合校准品	238	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
144	生化质控品	1839	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
145	腺苷脱氨酶校准品	316	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
146	腺苷脱氨酶质控品	429	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
147	α -L-岩藻糖苷酶校准品	99	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
148	α -L-岩藻糖苷酶质控物	64	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
149	β 2-微球蛋白校准品	860	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
150	α 1-微球蛋白质控品	150	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
151	糖化血红蛋白校准品	563	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
152	糖化血红蛋白质控品	1200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
153	抗链球菌溶血素“O”校准品	377	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
154	类风湿因子校准品	282	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
155	C-反应蛋白校准品	633	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
156	超敏C-反应蛋白校准品	878	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
157	尿微白蛋白质控品	180	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800

158	脂类&免疫类多项质控物	652	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
159	肌酸激酶&肌酸激酶同工酶校准品	173	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
160	肌酸激酶&肌酸激酶同工酶质控品	213	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
161	5'-核苷酸酶质控物	180	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
162	多项免疫校准品	784.48	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
163	5'-核苷酸酶质控品	210	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
164	糖化白蛋白校准品	240	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
165	多项生化校准品	111.98	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
166	糖化白蛋白质控品	792	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
167	D-二聚体校准品	1200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
168	纤维蛋白（原）降解产物校准品	1596	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
169	D-二聚体&纤维蛋白（原）降解产物质控物	1083	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
170	胱抑素C质控品	390	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
171	同型半胱氨酸质控品	216	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
172	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白质控品	168	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
173	视黄醇结合蛋白质控品	118	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
174	N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶质控品	118	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
175	心脏型脂肪酸结合蛋白测定质控品	168	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
176	胃蛋白酶原I/II质控品	168	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800

177	氨质控品	118	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
178	乳酸质控品	118	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
179	抗环瓜氨酸肽抗体质控品	168	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
180	唾液酸质控品	168	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
181	抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（Latex比浊法）	6513	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
182	类风湿因子测定试剂盒(免疫比浊法)	11000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
183	铁测定试剂盒(红菲绕啉直接法)	1700	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
184	不饱和铁结合力测定试剂盒	3750	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
185	钙测定试剂盒(甲烷基二甲苯酚蓝法)	885	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
186	镁测定试剂盒(XB-I法)	1206	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
187	无机磷测定试剂盒(钼酸盐直接法)	1600	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
188	复合校准液A	962	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
189	ASO校准品	2099	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
190	RF校准品	2928	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
191	多项质控品	3114	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
192	日立ISE内部标准液	1040	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008
193	日立ISE稀释液	1260	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008
194	日立ISE参比电极液	1500	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008
195	日立ISE血样校准品	1200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008

196	日立ISE血质控品	1200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008
197	洗净液(N) (ISE-8008)	210	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
198	日立ISE标准液	900	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008
199	日立碱性清洁液HIALKALI-D	700	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008
200	日立生化仪清洁液 HITERGENT (抗菌无磷清洗剂)	1800	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008
201	日立酸性清洁液HICARRYNON	2000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008
202	日立洗净液(A)	825	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008
203	日立生化分析仪专用电解质CL 电极	3441	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008
204	日立生化分析仪专用电解质NA 电极	2268	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008
205	日立生化分析仪专用电解质K 电极	2268	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008
206	日立生化分析仪专用电解质参 比电极	2268	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008
207	LST008反应杯	10832	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008
208	LST系列专用灯泡	4435	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008
209	生化多项质控品	4478.34	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
210	液体免疫学和蛋白质控品	6187.26	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
211	乙型肝炎病毒表面抗原测定试 剂盒（直接化学发光法）	3000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
212	乙型肝炎病毒表面抗体测定试 剂盒（直接化学发光法）	3000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
213	乙型肝炎病毒e抗原测定试剂 盒（直接化学发光法）	3000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
214	乙型肝炎病毒e抗体测定试剂 盒（直接化学发光法）	3000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光

215	乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（直接化学发光法）	3000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
216	人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法）	9726	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
217	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法）	10247	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
218	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（直接化学发光法）	9091	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
219	2019新型冠状病毒IgG抗体检测试剂盒（直接化学发光法）	11200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
220	2019新型冠状病毒IgM抗体检测试剂盒（直接化学发光法）	14000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
221	乙型肝炎病毒表面抗原质控物	484	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
222	乙型肝炎病毒表面抗体质控物	265	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
223	乙型肝炎病毒e抗原质控品	265	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
224	乙型肝炎病毒e抗体质控品	265	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
225	乙型肝炎病毒核心抗体质控品	265	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
226	人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品	742	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
227	丙型肝炎病毒抗体质控物（化学发光法）	826	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
228	梅毒螺旋体抗体质控品	690	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
229	2020新型冠状病毒IgM抗体检测试剂盒（直接化学发光法）	168	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
230	总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法）	2966	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
231	总甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法）	2957	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
232	游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法）	2783	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
233	游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法）	2784	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光

234	促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法）	2770	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
235	抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法）	4500	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
236	抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法）	4500	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
237	化学发光免疫复合质控品	451	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
238	甲状腺自身抗体复合质控品	450	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
239	甲胎蛋白测定试剂盒（直接化学发光法）	2800	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
240	癌胚抗原测定试剂盒（直接化学发光法）	2800	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
241	糖类抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法）	5600	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
242	糖类抗原125测定试剂盒（直接化学发光法）	5600	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
243	糖类抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法）	5600	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
244	总前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法）	5600	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
245	游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法）	5600	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
246	肿瘤标志物质控品	681	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
247	肌红蛋白测定试剂盒（直接化学发光法）	5000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
248	肌酸激酶同工酶测定试剂盒（直接化学发光法）	4200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
249	肌钙蛋白I测定试剂盒（直接化学发光法）	6400	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
250	N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（直接化学发光法）	19000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
251	心肌标志物质控品	1400	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
252	降钙素原测定试剂盒（直接化学发光法）	16000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光

253	降钙素原质控品	315	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
254	铁蛋白试剂盒（直接化学发光法）	3080	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
255	肿瘤标记质控物	5055.77	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
256	免疫分析质控物	4083.28	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
257	梅毒螺旋体抗体血清(液体)标准物质	37.5	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
258	甲型肝炎病毒抗体系列血清(液体)标准物质	37.5	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
259	乙型肝炎表面抗体血清(液体)标准物质	75	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
260	乙型肝炎e抗原血清(液体)标准物质	75	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
261	抗-HBc IgM标准物质2Ncu/ml	37.5	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
262	乙型肝炎e抗体血清(液体)标准物质	75	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
263	乙型肝炎表面抗原血清(液体)标准物质	37.5	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
264	乙型肝炎核心抗体血清(液体)标准物质	75	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
265	戊型肝炎IgM抗体血清(液体)标准物质	90	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
266	梅毒螺旋体抗体血清(液体)标准物质/非特异	37.5	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
267	人类免疫缺陷病毒 I 型抗体血清(液体)标准物质	264	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
268	丙型肝炎抗体血清(液体)标准物质	75	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
269	戊型肝炎IgG抗体血清(液体)标准物质	90	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
270	i 3000反应杯	3500	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
271	清洗缓冲液	3500	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光

272	特殊清洗液	130	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
273	免疫分析仪用底物液	1060	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
274	样本稀释液4号	320	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如甲胎蛋白、乙肝表面抗原等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克i3000免疫发光
275	血细胞分析用稀释液	412	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线
276	血细胞分析用稀释液 CELLPACK DST	10290	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线
277	血细胞分析用溶血剂 SULFOLYSER	3338	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线
278	血细胞分析用溶血剂 LYSERCELLII WNR	5896	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线
279	血细胞分析用染色液 Fluorocell WNR	12094	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线
280	血细胞分析用溶血剂 Lysercell WDF	5485	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线
281	血细胞分析用染色液 Fluorocell WDF	12041	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线
282	血细胞分析用溶血剂 LYSERCELL WPC	2216	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线
283	血细胞分析用染色液 Fluorocell WPC	5310	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线
284	血细胞分析用稀释液 CELLPACK DFL	904	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线
285	血细胞分析用染色液 Fluorocell RET	10533	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线
286	血细胞分析用染色液 Fluorocell PLT	6610	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线
287	清洗液	1155	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线
288	血液分析仪用质控品 XN CHECK BF	1600	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线
289	血液分析仪用校准品XN CAL	3595	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线
290	玻片	4500	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线

291	缓冲液	2000	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康XN9000血液流水线
292	瑞氏-姬姆萨染液（A液）	2362	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
293	瑞氏-姬姆萨染液（B液）	2362	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
294	超敏C反应蛋白测定试剂盒（散射比浊法）	10238	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
295	XN穿刺针	10593	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
296	SP-10色带	1419	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
297	浸油	6000	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
298	抓手	7326	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
299	尿液分析用鞘液UF-CELLSHEATH	2908	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酸体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线
300	尿液分析用稀释液UF-CELLPACK SF	7454	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酸体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线
301	尿液分析用稀释液UF-CELLPACK CR	7455	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酸体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线
302	尿液分析用染色液UF-Fluorocell SF	8361	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酸体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线
303	尿液分析用染色液UF-Fluorocell CR	8911	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酸体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线
304	清洗液CELLCLEAN (CL-50)	658	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酸体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线
305	尿液分析用质控品UF-CONTROL	5976	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酸体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线
306	尿液分析用校准品UF-CALIBRATOR	10700	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酸体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线
307	尿比重校准品SG Calibrator	6770	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酸体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线
308	尿液分析用鞘液	2415.6	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酸体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线
309	尿液分析用染色液 UF II SEARCH-SED	5846.28	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酸体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线
310	尿液分析用染色液 UF II SEARCH-BAC	5617.91	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酸体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线
311	尿液分析用稀释液 UF II PACK-BAC	3305.73	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酸体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线
312	尿液分析用稀释液 UF II PACK-SED	3802.64	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酸体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线

313	尿有形成份检测质控品 UF II CONTROL	5590.54	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酮体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线
314	尿液分析试纸条（干化学法） MEDITAPE UC-9A	220	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酮体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线
315	尿液分析试纸条（干化学法） MEDITAPE UC-11A	283	用于检测尿液中各种有形成份和化学成份的含量，比如尿管型、尿酮体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康UN2000尿液分析流水线
316	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） Dsde Actin FSL Activated PTT Reagent	1532.43	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
317	氯化钙溶液（CaCl ₂ ）： Calcium Chloride Solution	70.26	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
318	凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） Thromborel S	1560.63	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
319	纤维蛋白原测定试剂（凝固法） Dade Thrombin Reagent	2538.74	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
320	凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） Test Thrombin Reagent	629.19	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
321	缓冲液Dade Owrens Veronal Buffer	267.55	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
322	D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）	14106.11	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
323	D-二聚体质控试剂盒	2980.84	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
324	抗凝血酶III测定试剂盒（发色底物法） Berchrom Antithrombin III (A)	6085	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
325	纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法） Lates Test BL-2 P-FDP	2046.21	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
326	纤维蛋白（原）降解产物质控品 FDP Control	825.68	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
327	纤维蛋白（原）降解产物校准品 P-FDP Standard	1710.21	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
328	病理范围定值质控血浆 Control Plasma P	3694.38	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
329	正常范围定值质控血浆 Control Plasma N	2663.1	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
330	标准人类血浆	2044.82	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
331	质控品Dade Ci-Trol 1	769.38	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪

332	凝血质控品Dade Ci-Trol 2	775.83	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
333	凝血质控品 Dade Ci-Trol 3	510	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
334	血小板聚集功能（二磷酸腺苷）检测试剂盒（比浊法）	2800	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
335	血小板聚集功能（花生四烯酸）检测试剂盒（比浊法）	700	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
336	清洁液 I	450	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
337	清洁液 II	450	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
338	CS系列反应杯	3960	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
339	清洁液 II（CS系列用）	3500	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
340	反应杯抓手	1260	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
341	磁棒	3600	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
342	抗Xa测定试剂盒（发色底物法）	1500	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于SYSMEX CS5100血凝仪
343	抗Xa测定试剂盒（发色底物法）（低分子肝素检测试剂）	1500	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于SYSMEX CS5100血凝仪
344	狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）	3000	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于SYSMEX CS5100血凝仪
345	蛋白C活性测定试剂盒（发色底物法）	7500	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于SYSMEX CS5100血凝仪
346	蛋白S活性测定试剂盒（凝固法）	6000	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于SYSMEX CS5100血凝仪
347	纤溶酶原活性测定试剂盒（发色底物法）	2700	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于SYSMEX CS5100血凝仪
348	von Willebrand 因子抗原测定试剂盒（免疫比浊法）vWF Ag	30000	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于SYSMEX CS5100血凝仪
349	纤溶酶原激活剂抑制物测定试剂盒（发色底物法）	4500	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于SYSMEX CS5100血凝仪
350	血管性血友病因子检测试剂盒（免疫比浊法）INNOVANCE VWF Ac	8400	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于SYSMEX CS5100血凝仪

351	因子II活性测定试剂盒（凝固法）	630	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
352	因子V活性测定试剂盒（凝固法）	1230	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
353	因子VII活性测定试剂盒（凝固法）	900	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
354	因子X活性测定试剂盒（凝固法）	900	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
355	因子VIII活性测定试剂盒（凝固法）	1050	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
356	因子IX活性测定试剂盒（凝固法）	900	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
357	因子XI活性测定试剂盒（凝固法）	600	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
358	因子XII活性测定试剂盒（凝固法）	1050	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
359	凝血酶-抗凝血酶III复合物检测试剂盒（化学发光法）	8000	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
360	纤溶酶- α 2纤溶酶抑制剂复合体检测试剂盒（化学发光法）	8000	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
361	血栓调节蛋白检测试剂盒（化学发光法）	4000	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
362	组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体检测试剂盒（化学发光法）	4000	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
363	凝血酶-抗凝血酶III复合物校准品	1800	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
364	纤溶酶- α 2纤溶酶抑制剂复合体校准品	1800	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
365	血栓调节蛋白校准品	1800	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
366	组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体校准品	1800	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
367	凝血酶-抗凝血酶III复合物质控品	960	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
368	纤溶酶- α 2纤溶酶抑制剂复合体质控品	2100	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
369	血栓调节蛋白质控品	1800	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪

370	组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体质控品	1916	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于希森美康CS5100凝血分析仪
371	血细胞分析用稀释液	291	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克F560血液分析仪
372	血细胞分析用溶血剂	1840	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克F560血液分析仪
373	血细胞分析用染色液	3604	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克F560血液分析仪
374	血细胞分析用清洁液	150	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克F560血液分析仪
375	血细胞分析仪用校准品	622	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克F560血液分析仪
376	血细胞分析仪用质控品	960	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克F560血液分析仪
377	瑞氏-吉姆萨染色液	700	用于检测血液中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克F560血液分析仪
378	阴道分泌物分析试纸条（干化学法）	2668.18	用于检测阴道分泌物中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迪瑞GMD-S600白带分析仪
379	有形成分分析用层流液	7200	用于检测阴道分泌物中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迪瑞GMD-S600白带分析仪
380	细胞保存液	1500	用于检测阴道分泌物中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迪瑞GMD-S600白带分析仪
381	阴道分泌物有形成分染色液	1650	用于检测阴道分泌物中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迪瑞GMD-S600白带分析仪
382	妇科分泌物分析系统用清洗液	600	用于检测阴道分泌物中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迪瑞GMD-S600白带分析仪
383	有形成分分析校准液	350	用于检测阴道分泌物中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迪瑞GMD-S600白带分析仪
384	有形成分分析聚焦液	777.9	用于检测阴道分泌物中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迪瑞GMD-S600白带分析仪
385	一次性使用真空采血管	180	用于检测阴道分泌物中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迪瑞GMD-S600白带分析仪
386	一次性采样拭子	300	用于检测阴道分泌物中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迪瑞GMD-S600白带分析仪
387	阴道分泌物干化学分析质控物	1700	用于检测阴道分泌物中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迪瑞GMD-S600白带分析仪
388	有形成分分析质控液	738.33	用于检测阴道分泌物中各种有形成份的含量，比如红细胞、白细胞、血小板等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迪瑞GMD-S600白带分析仪

389	人体元素测定试剂盒（原子吸收法）	457	用于检测血液中糖化血红蛋白的含量，帮助临床诊断糖尿病及用药疗效的监测；适用于爱科来HA-8180糖化血红蛋白分析仪
390	全血五元素（铜、锌、钙、镁、铁）校准溶液	252	用于检测血液中糖化血红蛋白的含量，帮助临床诊断糖尿病及用药疗效的监测；适用于爱科来HA-8180糖化血红蛋白分析仪
391	全血七元素（铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠）质控品	313	用于检测血液中糖化血红蛋白的含量，帮助临床诊断糖尿病及用药疗效的监测；适用于爱科来HA-8180糖化血红蛋白分析仪
392	洗脱缓冲液（高效液相色谱法（HPLC法））80A	10507.9	用于检测血液中糖化血红蛋白的含量，帮助临床诊断糖尿病及用药疗效的监测；适用于爱科来HA-8180糖化血红蛋白分析仪
393	洗脱缓冲液（高效液相色谱法（HPLC法））80B	9057.42	用于检测血液中糖化血红蛋白的含量，帮助临床诊断糖尿病及用药疗效的监测；适用于爱科来HA-8180糖化血红蛋白分析仪
394	糖化血红蛋白溶血剂80H	12918.41	用于检测血液中糖化血红蛋白的含量，帮助临床诊断糖尿病及用药疗效的监测；适用于爱科来HA-8180糖化血红蛋白分析仪
395	糖化血红蛋白校准品	800	用于检测血液中糖化血红蛋白的含量，帮助临床诊断糖尿病及用药疗效的监测；适用于爱科来HA-8180糖化血红蛋白分析仪
396	糖化血红蛋白质控品	800	用于检测血液中糖化血红蛋白的含量，帮助临床诊断糖尿病及用药疗效的监测；适用于爱科来HA-8180糖化血红蛋白分析仪
397	糖化血红蛋白层析柱	13000	用于检测血液中糖化血红蛋白的含量，帮助临床诊断糖尿病及用药疗效的监测；适用于爱科来HA-8180糖化血红蛋白分析仪
398	总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法）	950	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
399	尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）	9000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
400	果糖胺测定试剂盒（四氮唑蓝法）	832	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
401	脂蛋白（a）测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法）	8000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
402	钙测定试剂盒（偶氮砷Ⅲ法）	112	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
403	镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法）	114	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
404	无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法）	168	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
405	抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	5640	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
406	类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	3200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
407	补体C3测定试剂盒（免疫比浊法）	2250	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800

408	补体C4测定试剂盒（免疫比浊法）	2250	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
409	D-二聚体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	12800	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
410	小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（过氧化物酶法）	7500	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
411	K电极	5000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于迈克C800
412	Na电极	5000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于迈克C800
413	Cl电极	5000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于迈克C800
414	Ref电极	7000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于迈克C800
415	生化分析仪电解质模块用稀释液	1600	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于迈克C800
416	生化分析仪电解质模块用内部校准液	1000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于迈克C800
417	生化分析仪电解质模块测试用校准品	200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于迈克C800
418	生化分析仪电解质模块用清洗液	500	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于迈克C800
419	生化分析仪电解质模块用Na/K选择性检查液	200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于迈克C800
420	卤素灯	3600	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于迈克C800
421	多项免疫类质控液	588.00	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
422	反应杯（树脂）	540	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
423	PPS密封垫片	1500	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
424	多项生化类质控品	89.00	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
425	PPR密封垫片	1300	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
426	PPW密封垫片	950	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
427	IRU滑动环	7500	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800

428	内部过滤网	250	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
429	吸水针组件	2250	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如转氨酶、肌酐等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；用于日立LST008及迈克C800
430	E2 雌二醇测定试剂盒（直接化学发光法）	9444	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
431	FSH 卵泡刺激素测定试剂盒（直接化学发光法）	19634.6	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
432	LH 黄体生成素测定试剂盒（直接化学发光法）	11367.4	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
433	PRL 催乳素测定试剂盒（直接化学发光法）	4420.75	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
434	PRGE 孕酮测定试剂盒（直接化学发光法）	9300.6	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
435	TSTO 睾酮测定试剂盒（直接化学发光法）	10334	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
436	THCG 总人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（直接化学发光法）	9300.6	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
437	DHEAS 硫酸去氢表雄酮测定试剂盒（化学发光法）	1200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
438	SHBG 性激素结合球蛋白测定试剂盒（化学发光法）	1200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
439	T3 三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法）	8072.4	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
440	T4 四碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法）	10090.5	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
441	FT3 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法）	4036.2	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
442	FrT4 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法）	3363.5	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
443	TSH3-UL 促甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法）	7399.7	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
444	TUP 三碘甲状腺原氨酸摄取率测定试剂盒（直接化学发光法）	5200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
445	ATG 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（化学发光法）	10619.5	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
446	A-TPO 甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法）	10415.5	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪

447	CKMB 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒（直接化学发光法）	12538.5	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
448	MYO 肌红蛋白测定试剂盒（直接化学发光法）	7559	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
449	TnI 超敏肌钙蛋白I测定试剂盒（直接化学发光免疫分析法）	14256	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
450	HCY 同型半胱氨酸测定试剂盒（直接化学发光法）	26578	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
451	样本杯盖	702.4	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
452	系统确认包	12516	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
453	湿度包	2700	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
454	一次性吸样管	3280	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
455	反应杯	1200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
456	样本杯	1440	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
457	清洗液	1040	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
458	全自动免疫检验系统用底物液	914.92	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
459	辅助探针洗液1 (FOC/PRGE/TSTO)	601.6	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
460	辅助探针清洗液3	601.6	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
461	探针洗液1	504	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
462	探针洗液3(传染)	504	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
463	探针洗液4(传染)环、超敏	360	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
464	多项校准品(校准品A) (FT3/FT4/eT3/T4/TUP/THEO)	947.69	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
465	甲状腺球蛋白抗体校准品	1252.02	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪

466	甲状腺过氧化物酶抗体校准品	618.89	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
467	多项校准品（校准品B）	725.65	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
468	多项校准品（校准品E）（ PROG/T/COR）	674.14	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
469	雌二醇校准品	438.34	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
470	多项校准品（校准品C）（铁 蛋白/ VitB12）	684.29	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
471	多项校准品（校准品U）	742.89	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
472	多项校准品（校准品Z） （CARB/DGTN/TOBR）	1472	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
473	多项免疫校准品（校准品D）	438.78	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
474	复合前列腺特异性抗原校准品 （定标液 Y）	385.86	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
475	性激素结合球蛋白校准品	1880	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
476	复合前列腺特异性抗原质控品	2008	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
477	甲状腺球蛋白抗体质控品	5918.4	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
478	甲状腺过氧化物酶抗体质控品	2976	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
479	样本释放剂（FOL DTT）	398.63	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
480	样本释放剂（VB12 DTT）	393.76	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
481	复合前列腺特异性抗原预处理 剂	877.71	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
482	通用稀释液1	516	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
483	通用稀释液2	620	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪
484	通用稀释液3	620	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于 西门子Atellica IM1300化学发光仪

485	通用稀释液5	1241.6	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
486	通用稀释液7	1654.4	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
487	雌二醇 样本稀释液	985.6	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
488	通用稀释液10	824	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
489	通用稀释液 11	281.6	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
490	三碘甲状腺原氨酸稀释液	564	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
491	甲状腺素稀释液	564	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
492	甲状腺球蛋白自身抗体稀释液	496	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
493	甲状腺过氧化物酶自身抗体稀释液	470.4	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
494	样本稀释液（THCG Diluent）	1319.07	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
495	样本稀释液	1420	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
496	通用稀释液 12	1917.6	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
497	通用稀释液 13	844.8	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
498	样本稀释液（通用稀释液15）	411.2	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如雌二醇、黄体酮等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于西门子Atellica IM1300化学发光仪
499	抗双链DNA（dsDNA）抗体检测试剂	1300	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
500	抗ANA抗体谱检测试剂（选择性联合检测）	1300	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
501	抗增殖细胞核抗原抗体（PCNA）检测试剂	1300	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
502	抗PM-Scl抗体检测试剂	1300	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
503	抗ENA抗体谱联检试剂（包括抗ssA、抗ssB、抗JO-1、抗sm、抗rRNP、抗U1RNP、抗scL-70、抗核糖体抗体等检测试剂）	975	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪

504	抗线粒体抗体（AMA）检测试剂	1300	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
505	抗着丝点抗体检测试剂	1300	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
506	抗核糖体P蛋白（rRNP）抗体检测试剂	975	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
507	抗核小体抗体（ANuA）检测试剂	1300	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
508	抗核膜糖蛋白（Gp210）抗体检测试剂	2200	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
509	抗肝细胞胞浆抗原1型抗体（LC-1）检测试剂	2200	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
510	抗肝/肾微粒体抗体（LKM）检测试剂	2200	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
511	抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体（SLA/LP）检测试剂	2200	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
512	抗sp100抗体检测试剂	2200	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
513	抗肾小球基底膜抗体检测试剂	3450	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
514	抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA）谱联检检测试剂（含PR3、LF、MPO、EL、GATG、BPI等）	3450	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
515	抗心磷脂抗体检测试剂（ACA）	2666.77	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
516	抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体检测试剂	4496.17	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
517	抗类风湿因子（RF）抗体检测试剂	2784	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
518	抗β2-糖蛋白1抗体检测试剂	2704.45	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
519	抗谷氨酸脱羧酶（GAD）抗体检测试剂	5784	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
520	抗酪氨酸磷酸酶（IA-2）抗体检测试剂	5784	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
521	抗胰岛素抗体（ICA）检测试剂	3984	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
522	胰岛细胞抗体试剂	4584	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪

523	全自动免疫检验系统用底物液	4160	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
524	样本稀释液	7.8	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
525	清洗液	300	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
526	反应杯	2000	用于检测血液中各种免疫抗体的含量，比如抗核抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于科斯迈SMART6500免疫发光仪
527	屋尘过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
528	普通豚草过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
529	粉尘螨过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
530	蟑螂过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
531	艾蒿过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
532	猫上皮过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
533	柳树过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
534	交链孢过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
535	狗上皮过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
536	屋尘螨过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
537	花生过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
538	小麦过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
539	牛奶过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
540	羊肉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
541	鸡蛋过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪

542	鳕鱼过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
543	蟹过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
544	大豆过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
545	牛肉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
546	虾过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
547	总IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）	1440	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
548	IgE检测用校正品	1005	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
549	食物特异性IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	4404.54	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
550	吸头-1000ul	5000	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
551	冷冻管	400	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
552	试管	150	用于检测人体的过敏原，比如花生过敏、尘螨过敏等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于爱康URANUS AE85过敏原检测仪
553	抗髓过氧化物酶、蛋白酶3、肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒(欧蒙印迹法)	1265.38	用于检测血液中几种抗体的含量，比如自身免疫性肝病IgG类抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于欧盟EUROLineMaster Plus-A免疫印迹
554	抗肝抗原谱抗体IgG检测试剂盒(欧蒙印迹法)	1972	用于检测血液中几种抗体的含量，比如自身免疫性肝病IgG类抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于欧盟EUROLineMaster Plus-A免疫印迹
555	自身免疫性肝病IgG类抗体检测试剂盒(欧蒙印迹法)	2422.49	用于检测血液中几种抗体的含量，比如自身免疫性肝病IgG类抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于欧盟EUROLineMaster Plus-A免疫印迹
556	抗核抗体谱(IgG)检测试剂盒(欧蒙印迹法)【ANA谱3】	8600.01	用于检测血液中几种抗体的含量，比如自身免疫性肝病IgG类抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于欧盟EUROLineMaster Plus-A免疫印迹
557	吸入性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(欧蒙印迹法)	2211.36	用于检测血液中几种抗体的含量，比如自身免疫性肝病IgG类抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于欧盟EUROLineMaster Plus-A免疫印迹
558	食物过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（欧蒙印迹法）	1751	用于检测血液中几种抗体的含量，比如自身免疫性肝病IgG类抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于欧盟EUROLineMaster Plus-A免疫印迹
559	吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(欧蒙印迹法)	3818.64	用于检测血液中几种抗体的含量，比如自身免疫性肝病IgG类抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于欧盟EUROLineMaster Plus-A免疫印迹
560	七项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（双扩增法）	16800	用于检测人体呼吸道中的病原体，比如支原体、衣原体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于艾德康ADC CLIA200免疫发光

561	三项呼吸道病毒核酸检测试剂盒（双扩增法）	14400	用于检测人体呼吸道中的病原体，比如支原体、衣原体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于艾德康ADC CLIA200免疫发光
562	肺炎支原体/肺炎衣原体核酸检测试剂盒（双扩增法）	9600	用于检测人体呼吸道中的病原体，比如支原体、衣原体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于艾德康ADC CLIA200免疫发光
563	ABO-Rh血型检测卡（微柱凝胶法）	44.7	用于检测人体的血型，指导临床输血或治疗，适用于戴安娜WADiana Compact血型鉴定仪
564	ABO-Rh血型确认卡（微柱凝胶法）	40.17	用于检测人体的血型，指导临床输血或治疗，适用于戴安娜WADiana Compact血型鉴定仪
565	Confirm P（ABO、RH血型检测卡（微柱凝胶法））	54	用于检测人体的血型，指导临床输血或治疗，适用于戴安娜WADiana Compact血型鉴定仪
566	抗人球蛋白检测卡（微柱凝胶法）	56.83	用于检测人体的血型，指导临床输血或治疗，适用于戴安娜WADiana Compact血型鉴定仪
567	红细胞血型抗体筛选细胞（微柱凝胶法）	550	用于检测人体的血型，指导临床输血或治疗，适用于戴安娜WADiana Compact血型鉴定仪
568	人ABO血型反定型用红细胞测定试剂盒（微柱凝胶法）	412.95	用于检测人体的血型，指导临床输血或治疗，适用于戴安娜WADiana Compact血型鉴定仪
569	血型分析用稀释液	332.41	用于检测人体的血型，指导临床输血或治疗，适用于戴安娜WADiana Compact血型鉴定仪
570	ABO正反定型和RhD定型检测卡（柱凝集法）	432	用于检测人体的血型，指导临床输血或治疗，适用于戴安娜WADiana Compact血型鉴定仪，适用于爱康Aigel 400血型鉴定仪
571	ABO正定型和RhD定型检测卡（柱凝集法）	408	用于检测人体的血型，指导临床输血或治疗，适用于戴安娜WADiana Compact血型鉴定仪，适用于爱康Aigel 400血型鉴定仪
572	抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡（柱凝集法）	468	用于检测人体的血型，指导临床输血或治疗，适用于戴安娜WADiana Compact血型鉴定仪，适用于爱康Aigel 400血型鉴定仪
573	Rh血型抗原检测卡（柱凝集法）	687	用于检测人体的血型，指导临床输血或治疗，适用于戴安娜WADiana Compact血型鉴定仪，适用于爱康Aigel 400血型鉴定仪
574	血型分析稀释液2号	350	用于检测人体的血型，指导临床输血或治疗，适用于戴安娜WADiana Compact血型鉴定仪，适用于爱康Aigel 400血型鉴定仪
575	医用塑料瓶	350	用于检测人体的血型，指导临床输血或治疗，适用于戴安娜WADiana Compact血型鉴定仪，适用于爱康Aigel 400血型鉴定仪
576	稀释板	350	用于检测人体的血型，指导临床输血或治疗，适用于戴安娜WADiana Compact血型鉴定仪，适用于爱康Aigel 400血型鉴定仪
577	抗体筛选红细胞试剂盒	103	用于检测人体的血型，指导临床输血或治疗，适用于戴安娜WADiana Compact血型鉴定仪，适用于爱康Aigel 400血型鉴定仪
578	人ABO反定型用红细胞	179	用于检测人体的血型，指导临床输血或治疗，适用于戴安娜WADiana Compact血型鉴定仪，适用于爱康Aigel 400血型鉴定仪
579	活化凝血检测试剂盒（凝固法）	160	用于评估人体中血栓形成的风险，指导临床用药，适用于麦科田Haema T4血栓弹力图
580	凝血激活检测试剂盒（凝固法）	185	用于评估人体中血栓形成的风险，指导临床用药，适用于麦科田Haema T4血栓弹力图
581	肝素检测试剂盒（凝固法）	330	用于评估人体中血栓形成的风险，指导临床用药，适用于麦科田Haema T4血栓弹力图
582	血栓弹力图试验试剂盒（血小板-AA及ADP试剂）（凝固法）	800	用于评估人体中血栓形成的风险，指导临床用药，适用于麦科田Haema T4血栓弹力图
583	血栓弹力图试验试剂盒（血小板-AA试剂）（凝固法）	650	用于评估人体中血栓形成的风险，指导临床用药，适用于麦科田Haema T4血栓弹力图
584	血栓弹力图试验试剂盒（血小板-ADP试剂）（凝固法）	650	用于评估人体中血栓形成的风险，指导临床用药，适用于麦科田Haema T4血栓弹力图

585	功能性纤维蛋白原检测试剂盒 (凝固法)	250	用于评估人体中血栓形成的风险, 指导临床用药, 适用于麦科田Haema T4血栓弹力图
586	血栓弹力图质控品	1800	用于评估人体中血栓形成的风险, 指导临床用药, 适用于麦科田Haema T4血栓弹力图
587	VIDEK MS-DS靶板	27999	用于快速鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 及时指导临床用药方向; 适用于梅里埃VITEK MS质谱仪
588	质谱样品处理基质溶液 VITEK MS-CHCA matrix for use with VITEK MS	5599	用于快速鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 及时指导临床用药方向; 适用于梅里埃VITEK MS质谱仪
589	质谱样品预处理溶液 VITEK MS-FA for use with VITEK MS	5599	用于快速鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 及时指导临床用药方向; 适用于梅里埃VITEK MS质谱仪
590	干燥剂	1760	用于快速鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 及时指导临床用药方向; 适用于梅里埃VITEK MS质谱仪
591	蛋白、多肽提取或纯化试剂 VITEK MS MYCOBACTERIUM/NOCARDIA KIT	12500	用于快速鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 及时指导临床用药方向; 适用于梅里埃VITEK MS质谱仪
592	蛋白、多肽提取或纯化试剂 VITEK MS MOULD KIT	6830	用于快速鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 及时指导临床用药方向; 适用于梅里埃VITEK MS质谱仪
593	革兰氏阴性细菌鉴定卡VITEK2 GN Tset Kit	1348	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 以及对何种药物敏感, 指导临床合理用药; 适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
594	革兰氏阳性细菌鉴定卡VITEK2 GP Tset Kit	1362	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 以及对何种药物敏感, 指导临床合理用药; 适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
595	酵母菌鉴定卡VITEK2 YST Tset Kit	1359	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 以及对何种药物敏感, 指导临床合理用药; 适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
596	奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 VITEK2 NH Tset Kit	1335	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 以及对何种药物敏感, 指导临床合理用药; 适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
597	厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 VITEK2 ANC	1364	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 以及对何种药物敏感, 指导临床合理用药; 适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
598	革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK2 AST-GN04	1500	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 以及对何种药物敏感, 指导临床合理用药; 适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
599	革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK2 AST-GN09	1300	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 以及对何种药物敏感, 指导临床合理用药; 适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
600	革兰阴性细菌药敏卡片	1353	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 以及对何种药物敏感, 指导临床合理用药; 适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
601	革兰阴性细菌药敏卡片VITEK2 AST-GN14	1683	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 以及对何种药物敏感, 指导临床合理用药; 适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
602	革兰阴性细菌药敏卡片VITEK2 AST-GN16	1340	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 以及对何种药物敏感, 指导临床合理用药; 适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
603	革兰阳性细菌药敏卡片VITEK2 AST-GP67 Test Kit	1363	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 以及对何种药物敏感, 指导临床合理用药; 适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
604	肺炎链球菌药敏卡片VITEK2 AST-GP68 Test Kit	1346	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 以及对何种药物敏感, 指导临床合理用药; 适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
605	革兰阴性细菌药敏卡(双卡) XN04	1366	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型, 以及对何种药物敏感, 指导临床合理用药; 适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪

606	革兰阴性细菌药敏卡（双卡） GN67	1349	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
607	革兰阳性细菌药敏卡片VITEK2 AST-P639	1760	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
608	革兰阴性细菌药敏卡片VITEK2 AST-N334	1760	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
609	革兰阴性菌药敏卡片VITEK2 AST-N335	1760	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
610	VITEK 2 专用试管	1460	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
611	VITEK 2 主机使用的一次性吸 管和盐水喷嘴及导管	2254	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
612	放于VITEK 2 主机内的盐水包	2715	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
613	电子比浊仪标准浊度管 Densichek PLUS standards	2925	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
614	肠杆菌科和其它非苛养革兰氏 阴性杆菌鉴定试剂盒(比色法)	1113. 41	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
615	葡萄球菌鉴定试剂盒(比色法)	1214. 21	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
616	链球菌鉴定试剂盒(比色法)	1495. 27	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
617	酵母样真菌药敏试剂盒（微量 稀释法）	1188. 73	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
618	嗜血杆菌和布兰汉球菌药敏试 剂盒（比色法）	592. 43	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
619	肠细菌药敏试剂盒（比色法）	639. 26	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
620	肠杆菌药敏试剂盒（比浊法）	901. 98	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
621	葡萄球菌药敏试剂盒（比浊 法）	1055. 26	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
622	假单胞菌和非发酵菌药敏试剂 盒(比色法)	703. 74	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
623	链球菌和肺炎球菌药敏试剂盒 （比浊法）	554. 97	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
624	非发酵菌药敏试剂盒（比浊 法）	1084. 44	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪

625	分枝杆菌抗生素补充检测试剂盒	2450	用于鉴定人体分泌物中各种微生物的类型，以及对何种药物敏感，指导临床合理用药；适用于梅里埃VITEK 2细菌鉴定仪
626	厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 BacT/ALERT FN PLUS	8600	用于培养人体血液中有无细菌，帮助临床诊断感染类疾病及指导用药；适用于梅里埃BacT/ALERT® VIRTUOTM血培养仪
627	需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 BacT/ALERT FA PLUS	8600	用于培养人体血液中有无细菌，帮助临床诊断感染类疾病及指导用药；适用于梅里埃BacT/ALERT® VIRTUOTM血培养仪
628	分枝杆菌培养瓶	6000	用于培养人体血液中有无细菌，帮助临床诊断感染类疾病及指导用药；适用于梅里埃BacT/ALERT® VIRTUOTM血培养仪
629	浸镜油	2000	用于诊断人体是否感染结核杆菌；适用于皓信Mycob. T SCANNER Alpha结核镜检系统
630	上机革兰氏染色液	1750	用于对采自人体中血液或体液涂片进行染色，以便在显微镜下观察有无致病菌；适用于瑞琪RQ/RSJ-12染片机
631	上机抗酸染色液	1800	用于对采自人体中血液或体液涂片进行染色，以便在显微镜下观察有无致病菌；适用于瑞琪RQ/RSJ-12染片机
632	载玻片	45	用于对采自人体中血液或体液涂片进行染色，以便在显微镜下观察有无致病菌；适用于瑞琪RQ/RSJ-12染片机
633	Capillary Array, 50 cm (毛细管)	18345	用于检测各种病毒、细菌等的基因序列，确定病毒或细菌的种类；适用于Life测序仪
634	POP-7™ Polymer (测序胶384次)	2744	用于检测各种病毒、细菌等的基因序列，确定病毒或细菌的种类；适用于Life测序仪
635	POP-7™ Polymer (测序胶960次)	6921	用于检测各种病毒、细菌等的基因序列，确定病毒或细菌的种类；适用于Life测序仪
636	Anode Buffer Container (ABC) (阳极缓冲液)	1577	用于检测各种病毒、细菌等的基因序列，确定病毒或细菌的种类；适用于Life测序仪
637	Cathode Buffer Container (CBC) (阴极缓冲液)	2151	用于检测各种病毒、细菌等的基因序列，确定病毒或细菌的种类；适用于Life测序仪
638	Conditioning Reagent (调节缓冲液)	420	用于检测各种病毒、细菌等的基因序列，确定病毒或细菌的种类；适用于Life测序仪
639	Hi-Di™ Formamide 5ml (去离子甲酰胺)	916	用于检测各种病毒、细菌等的基因序列，确定病毒或细菌的种类；适用于Life测序仪
640	EGFR/ALK/ROS1/BRAF/KRAS/HER2基因突变检测试剂盒 (可逆末端终止测序法)	54000	用于检测肿瘤基因突变的位点，指导临床制定治疗方案；适用于IIInuina测序仪
641	真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒 (显色法)	7680	用于诊断人体是否感染真菌；适用于科瑞迪HB-150E真菌检测仪
642	曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒	8496	用于诊断人体是否感染真菌；适用于科瑞迪HB-150E真菌检测仪
643	革兰氏阴性菌脂多糖检测试剂盒 (显色法)	3840	用于诊断人体是否感染真菌；适用于科瑞迪HB-150E真菌检测仪
644	新型隐球菌荚膜多糖检测试剂盒 (胶体金法)	7680	用于诊断人体是否感染真菌；适用于科瑞迪HB-150E真菌检测仪
645	念珠菌甘露聚糖检测试剂盒 (ELISA法)	9600	用于诊断人体是否感染真菌；适用于科瑞迪HB-150E真菌检测仪
646	曲霉IgG抗体检测试剂盒 (酶联免疫法)	9600	用于诊断人体是否感染真菌；适用于科瑞迪HB-150E真菌检测仪
647	念珠菌IgG抗体检测试剂盒 (酶联免疫法)	9600	用于诊断人体是否感染真菌；适用于科瑞迪HB-150E真菌检测仪
648	低吸附吸头300 μL	100	用于诊断人体是否感染真菌；适用于科瑞迪HB-150E真菌检测仪
649	低吸附吸头1000 μL	120	用于诊断人体是否感染真菌；适用于科瑞迪HB-150E真菌检测仪
650	试剂仓15ml	5	用于诊断人体是否感染真菌；适用于科瑞迪HB-150E真菌检测仪
651	深孔稀释板	30	用于诊断人体是否感染真菌；适用于科瑞迪HB-150E真菌检测仪

652	无热原采血管	150	用于诊断人体是否感染真菌；适用于科瑞迪HB-150E真菌检测仪
653	芽孢杆菌检测试剂盒	500	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
654	非发酵菌检测试剂盒	496.71	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
655	链球菌科细菌检测试剂盒	507.27	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
656	弧菌科细菌检测试剂盒	500	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
657	肠杆菌科细菌检测试剂盒	504.14	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
658	奈瑟菌/嗜血杆菌检测试剂盒	539.1	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
659	酵母样真菌检测试剂盒	514.42	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
660	棒状杆菌检测试剂盒	500	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
661	葡萄球菌检测试剂盒	495.94	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
662	厌氧菌生化·药敏试验卡	550	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
663	普通培养液	140	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
664	链球菌培养液	140	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
665	奈瑟菌/嗜血杆菌培养液	140	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
666	真菌培养液	180	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
667	厌氧菌培养液	210	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
668	TDR-Z2（校准管）	130	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
669	加样仪耗材（单吸头）	4	用于诊断人体是否感染各种苛养菌，以及对哪些药物敏感，指导临床合理用药；适用于天地人SUNRISE苛养菌药敏系统
670	12项肿瘤标志物检测试剂盒（微阵列化学发光免疫分析法）	17649.27	用于检测人体中各种肿瘤的标志物，帮助临床诊断肿瘤的风险；适用于三联SLXP-001B生物芯片仪
671	6项肿瘤标志物检测试剂盒（微阵列化学发光免疫分析法）	14000	用于检测人体中各种肿瘤的标志物，帮助临床诊断肿瘤的风险；适用于三联SLXP-001B生物芯片仪

672	清洗液	3000	用于检测人体中各种肿瘤的标志物，帮助临床诊断肿瘤的风险；适用于三联SLXP-001B生物芯片仪
673	便隐血检测试剂盒（胶体金法）	223.52	用于检测粪便中有无出血、寄生虫、病毒等；适用于沃文特WWT/F160粪便仪
674	样本采集管	2400	用于检测粪便中有无出血、寄生虫、病毒等；适用于沃文特WWT/F160粪便仪
675	冲洗液	800	用于检测粪便中有无出血、寄生虫、病毒等；适用于沃文特WWT/F160粪便仪
676	样本稀释液	559.43	用于检测粪便中有无出血、寄生虫、病毒等；适用于沃文特WWT/F160粪便仪
677	浓缩清洗液	350	用于检测粪便中有无出血、寄生虫、病毒等；适用于沃文特WWT/F160粪便仪
678	轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）	625	用于检测粪便中有无出血、寄生虫、病毒等；适用于沃文特WWT/F160粪便仪
679	转铁蛋白(TF)检测试剂盒(胶体金法)	650	用于检测粪便中有无出血、寄生虫、病毒等；适用于沃文特WWT/F160粪便仪
680	粪便形态学质控品	800	用于检测粪便中有无出血、寄生虫、病毒等；适用于沃文特WWT/F160粪便仪
681	流式细胞分析用溶血剂	2336	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
682	血细胞分析用溶血剂	4651	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
683	血细胞分析用染色液	2336	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
684	CD4细胞计数试剂盒(流式细胞仪法)	13974	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
685	淋巴细胞检测试剂盒(流式细胞仪法)	7380	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
686	绝对计数用微球试剂盒	6987	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
687	CD45/CD4/CD8/CD3检测试剂盒(流式细胞仪法)	7380	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
688	白细胞分化抗原CD5检测试剂盒(流式细胞仪法)	3494	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
689	白细胞分化抗原CD7检测试剂盒(流式细胞仪法)	3494	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
690	白细胞分化抗原CD20检测试剂盒(流式细胞仪法)	3494	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
691	白细胞分化抗原CD8检测试剂盒(流式细胞仪法)	5590	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
692	白细胞分化抗原CD45检测试剂盒(流式细胞仪法)	6725	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
693	白细胞分化抗原CD13检测试剂盒(流式细胞仪法)	4651	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
694	白细胞分化抗原CD19检测试剂盒(流式细胞仪法)	7686	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
695	白细胞分化抗原CD34检测试剂盒(流式细胞仪法)	5590	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
696	白细胞分化抗原CD4检测试剂盒(流式细胞仪法)	5590	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
697	白细胞分化抗原CD3检测试剂盒(流式细胞仪法)	6048	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
698	白细胞分化抗原CD25检测试剂盒(流式细胞仪法)	4651	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
699	CD45/CD4/CD3检测试剂盒(流式细胞仪法)	3512	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
700	白细胞分化抗原CD2检测试剂盒(流式细胞仪法)	3494	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
701	白细胞分化抗原CD3/HLA-DR检测试剂盒(流式细胞仪法)	3363	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
702	白细胞分化抗原HLA-DR检测试剂盒(流式细胞仪法)	5590	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪

703	白细胞分化抗原CD45RO检测试剂盒(流式细胞仪法)	4651	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
704	白细胞分化抗原CD38检测试剂盒(流式细胞仪法)	3494	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
705	白细胞分化抗原CD3/CD(16+56)检测试剂盒(流式细胞仪法)	3908	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
706	CD235a抗原检测试剂盒(流式细胞仪法-PE)	4891	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
707	白细胞分化抗原CD8检测试剂盒(流式细胞仪法-APC)	5131	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
708	白细胞分化抗原CD3检测试剂盒(流式细胞仪法)-FITC	3494	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
709	白细胞分化抗原CD34检测试剂盒(流式细胞仪法-APC)	6987	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
710	白细胞分化抗原CD45RA检测试剂盒(流式细胞仪法-FITC)	4651	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
711	流式细胞仪质控品	6507	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
712	流式细胞仪质控微球	8144	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
713	HLA-B27 FITC/HLA-B7 PE 检测试剂盒(流式细胞仪法)	4607	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
714	流式细胞仪用溶血剂	5131	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
715	白细胞分化抗原CD34/CD45检测用质控品(流式细胞仪法)	1397	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
716	淋巴细胞质控品	6507	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
717	细胞质控品	6507	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
718	流式细胞仪精密度质控微球	8144	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
719	上样管	480	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
720	血细胞分析用鞘液	1092	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
721	流式细胞分析用细胞处理试剂	3489	用于诊断血液病的分型；贝克曼DxFLEX流式细胞仪
722	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）	360	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克H2600血凝仪
723	凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）	900	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克H2600血凝仪
724	凝血酶时间检测试剂盒（凝固法）	920	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克H2600血凝仪
725	纤维蛋白原检测试剂盒（Clauss法）	550	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克H2600血凝仪
726	D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）	6750	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克H2600血凝仪
727	纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）	7500	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克H2600血凝仪
728	血凝质控血浆	280	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克H2600血凝仪
729	全自动凝血仪反应杯	11000	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克H2600血凝仪
730	凝血分析仪清洗液A	3800	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克H2600血凝仪

731	凝血分析仪清洗液B	5600	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克H2600血凝仪
732	凝血分析仪用样本稀释液	800	用于检测血液的凝血功能，比如凝血时间、凝血因子等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于迈克H2600血凝仪
733	EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒（化学发光法）	2980.81	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
734	EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）	2888.39	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
735	EB病毒核抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法）	2911.49	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
736	EB病毒早期抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法）	2902.35	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
737	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光法）	3000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
738	单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法）	2600	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
739	单纯疱疹病毒1+2型IgG抗体检测试剂盒(化学发光法)	2340.19	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
740	单纯疱疹病毒1+2型IgM抗体检测试剂盒(化学发光法)	2336.69	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
741	风疹病毒IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法）	2082.59	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
742	风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法）	2212.53	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
743	弓形虫IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法）	2091.67	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
744	弓形虫IgM抗体测定试剂盒（化学发光法）	2212.45	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
745	弓形虫IgG抗体亲合力检测试剂盒（化学发光免疫分析法）	2102	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
746	巨细胞病毒IgG抗体测定试剂盒（化学发光法）	2210.49	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
747	巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法）	2303.2	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
748	巨细胞病毒IgG抗体亲合力检测试剂盒(化学发光法)	2299	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
749	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法）	3200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪

750	人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合检测试剂盒（化学发光法）	3400	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
751	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法）	1400	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
752	乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（化学发光法）	1400	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
753	乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	1400	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
754	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（化学发光法）	1400	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
755	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法）	1400	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
756	促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法)	1301.5	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
757	甲状腺球蛋白测定试剂盒（化学发光法）	2544.19	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
758	三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法）	1365.08	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
759	甲状腺素测定试剂盒（化学发光法）	1358.75	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
760	游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	1403.79	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
761	游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	1265.33	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
762	抗甲状腺过氧化物酶自身抗体测定试剂盒（化学发光法）	2744.63	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
763	抗甲状腺球蛋白自身抗体测定试剂盒（化学发光法）	2633.84	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
764	C肽测定试剂盒（化学发光法）	2241.39	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
765	雌二醇测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	1570.56	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
766	黄体生成素检测试剂盒（化学发光法）	1600.22	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
767	促卵泡生成激素（FSH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	1599.3	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
768	促肾上腺皮质激素测定试剂盒（化学发光法）	3060.7	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪

769	甲状旁腺激素测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	6013.42	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
770	人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	1876.38	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
771	促乳素测定试剂盒（化学发光法）	1673.65	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
772	醛固酮测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	3200	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
773	肾素测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	3203.08	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
774	人生长激素测定试剂盒（化学发光法）	2405.13	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
775	胰岛素测定试剂盒（化学发光免疫法）	2087.24	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
776	皮质醇测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	2600	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
777	孕酮测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	1789.58	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
778	癌胚抗原（CEA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	1799.5	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
779	甲胎蛋白检测试剂盒(化学发光免疫分析法)	1808.22	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
780	神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	3315.83	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
781	肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	2745.53	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
782	糖类抗原15-3测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	2849.3	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
783	糖类抗原CA19-9测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	2841.34	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
784	铁蛋白测定试剂盒（化学发光法）	2368	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
785	游离前列腺特异抗原测定试剂盒（化学发光法）	2513.53	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
786	前列腺特异抗原测定试剂盒（化学发光法）	2461.95	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪
787	β 2-微球蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	2004.84	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL,type 2210化学发光仪

788	25-羟基总维生素D定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	4048.57	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
789	睾酮测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	1617.7	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
790	组织多肽抗原检测试剂盒（化学发光免疫分析法）	3800	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
791	降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	12000	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
792	系统液/清洗液 Wash/System Liquid	1008	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
793	光路检测试剂 Light Check 12	257	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
794	增强液 XL Starter Kit	588	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
795	清洗试剂盒 Cleaning Kit	553	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
796	反应杯 Reaction Modules	1644	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
797	反应杯 XL Cuvettes	1287	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
798	清洗试剂 XL Cleaning Tool	553	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
799	一次性吸头 XL Disposable Tips	230.58	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
800	清洗剂 Liqui-NOX	322	用于检测血液中各种化学成份的含量，比如EB病毒、风疹等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测，适用于索灵Liaison XL, type 2210化学发光仪
801	磁珠法核酸提取试剂	1290	用于提取血液或体液中病原体的核酸物质；适用于之江核酸提取仪
802	测试卡	32000	用于检测人体血液中的氧、二氧化碳等含量；适用于雷度ABL90 FLEX血气分析仪
803	血气、血氧、电解质、代谢物质控/定标液 ABL90 FLEX Solution Pack	2000	用于检测人体血液中的氧、二氧化碳等含量；适用于雷度ABL90 FLEX血气分析仪
804	耗材	2000	用于检测人体血液中的氧、二氧化碳等含量；适用于雷度ABL90 FLEX血气分析仪
805	一次性精子计数池	1500	用于分析男性精子活力，帮助临床诊断男性生育能力；适用于北昂BEION S3精液分析仪
806	血流变清洗液(钛合金机芯专用)-SAWT	1200	用于检测人体血液的粘稠度；赛科希德SA-9000血流变
807	血流变专用清洗液-SAW	1200	用于检测人体血液的粘稠度；赛科希德SA-9000血流变
808	加样针清洗维护液-SAWZ	1200	用于检测人体血液的粘稠度；赛科希德SA-9000血流变
809	毛细管专用清洗液-SAWM	1200	用于检测人体血液的粘稠度；赛科希德SA-9000血流变
810	nNF非牛顿流体质控物	2250	用于检测人体血液的粘稠度；赛科希德SA-9000血流变
811	Smart测试卡	25000	用于检测人体血液的沉降率；适用于ALIFAX血沉仪
812	穿刺针	3938	用于检测人体血液的沉降率；适用于ALIFAX血沉仪

813	肌红蛋白检测试剂盒(电化学发光法)	3800	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
814	高敏肌钙蛋白T检测试剂盒(电化学发光法)	11148	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
815	肌酸激酶同工酶检测试剂盒(电化学发光法)	1818.06	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
816	脑利钠肽前体检测试剂盒(电化学发光法)	34738	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
817	降钙素原检测试剂盒(电化学发光法)	32103	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
818	肌红蛋白定标液	1715.11	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
819	高敏肌钙蛋白T定标液	1709	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
820	肌酸激酶同工酶定标液	1350.77	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
821	脑利钠肽前体定标液	1273	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
822	25-羟基维生素D检测试剂盒(电化学发光法)	4487.58	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
823	25-羟基维生素D定标液	3386.04	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
824	铁蛋白定标液	1139.82	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
825	铁蛋白检测试剂盒(电化学发光法)	1707.76	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
826	维生素B12检测试剂盒(电化学发光法)	2878.38	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
827	维生素B12定标液	1713.82	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
828	叶酸检测试剂盒(电化学发光法)	2612.23	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
829	叶酸定标液	1805	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
830	骨钙素检测试剂盒(电化学发光法)	3565.29	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
831	骨钙素定标液	1942.37	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪

832	β -胶原特殊序列(血清)检测试剂盒(电化学发光法)	3548.49	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
833	β -胶原特殊序列定标液	1771.29	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
834	总I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒(电化学发光法)	4843.82	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
835	总I型胶原氨基酸延长肽定标液	2185.35	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
836	检测加样吸头/检测反应杯盒	3932.5	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
837	三丙胺缓冲液	1368.64	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
838	清洗液	2380	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
839	样本稀释液	350	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
840	缓冲液	1455	用于检测血液中各种化学成份的含量,比如肌红蛋白、肌钙蛋白等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于罗氏E601\ E801发光仪
841	毛细管	5600	用于检测人体中血清蛋白、血红蛋白的含量;适用于塞比亚CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING电泳仪
842	氙灯	11200	用于检测人体中血清蛋白、血红蛋白的含量;适用于塞比亚CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING电泳仪
843	免疫球蛋白G测定试剂盒(散射比浊法)	775.27	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量,比如免疫球蛋白等;适用于西门子BN II System特定蛋白仪
844	免疫球蛋白A测定试剂盒(散射比浊法)	869.76	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量,比如免疫球蛋白等;适用于西门子BN II System特定蛋白仪
845	免疫球蛋白M测定试剂盒(散射比浊法)	803.9	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量,比如免疫球蛋白等;适用于西门子BN II System特定蛋白仪
846	补体C3c测定试剂盒(散射比浊法)	767.42	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量,比如免疫球蛋白等;适用于西门子BN II System特定蛋白仪
847	补体C4测定试剂盒(散射比浊法)	801.78	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量,比如免疫球蛋白等;适用于西门子BN II System特定蛋白仪
848	免疫球蛋白K型轻链测定试剂盒(散射比浊法)	553.16	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量,比如免疫球蛋白等;适用于西门子BN II System特定蛋白仪
849	免疫球蛋白 λ 型轻链测定试剂盒(散射比浊法)	553.16	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量,比如免疫球蛋白等;适用于西门子BN II System特定蛋白仪
850	免疫球蛋白G1测定试剂盒(散射比浊法)	2528	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量,比如免疫球蛋白等;适用于西门子BN II System特定蛋白仪
851	免疫球蛋白G2测定试剂盒(散射比浊法)	3218	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量,比如免疫球蛋白等;适用于西门子BN II System特定蛋白仪
852	免疫球蛋白G3测定试剂盒(散射比浊法)	2574	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量,比如免疫球蛋白等;适用于西门子BN II System特定蛋白仪
853	免疫球蛋白G4测定试剂盒(散射比浊法)	2200	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量,比如免疫球蛋白等;适用于西门子BN II System特定蛋白仪
854	游离轻链K型测定试剂盒(散射比浊法)	11280	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量,比如免疫球蛋白等;适用于西门子BN II System特定蛋白仪
855	游离轻链 λ 型测定试剂盒(散射比浊法)	11280	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量,比如免疫球蛋白等;适用于西门子BN II System特定蛋白仪
856	α 1-微球蛋白测定试剂盒(散射比浊法)	793.29	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量,比如免疫球蛋白等;适用于西门子BN II System特定蛋白仪

857	α 2-巨球蛋白测定试剂盒（散射比浊法）	2110.4	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
858	转铁蛋白测定试剂盒（散射比浊法）	1364.35	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
859	半胱氨酸蛋白酶抑制剂C测定试剂盒（散射比浊法）	5111.2	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
860	触珠蛋白测定试剂盒（散射比浊法）	741.13	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
861	α 1-酸性糖蛋白测定试剂盒（散射比浊法）	1185.6	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
862	α 1-抗胰蛋白酶测定试剂盒（散射比浊法）	1854.4	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
863	血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（散射比浊法）	4748	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
864	类风湿因子测定试剂盒（散射比浊法）	1815.02	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
865	抗链球菌溶血素O测定试剂盒（散射比浊法）	3772.78	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
866	抗脱氧核糖核酸酶B测定试剂盒（散射比浊法）	2568	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
867	C反应蛋白测定试剂盒（散射比浊法）	4455.03	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
868	免疫球蛋白E测定试剂盒（散射比浊法）	4431.91	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
869	前白蛋白测定试剂盒（散射比浊法）	630.4	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
870	视黄醇结合蛋白测定试剂盒（散射比浊法）	935.2	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
871	铜蓝蛋白测定试剂盒（散射比浊法）	558	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
872	血红素结合蛋白测定试剂盒（散射比浊法）	1357.5	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
873	可溶性转铁蛋白受体测定试剂盒（散射比浊法）	2136.8	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
874	铁蛋白测定试剂盒（散射比浊法）	4601.13	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
875	C1抑制剂测定试剂盒（散射比浊法）	1321.6	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
876	抗凝血酶III测定试剂盒（散射比浊法）	1290.4	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
877	纤溶酶原测定试剂盒（散射比浊法）	1696.8	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
878	纤维连接蛋白测定试剂盒（散射比浊法）	996	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
879	糖缺失转铁蛋白测定试剂盒（乳胶增强散射比浊法）	6780.8	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
880	多项蛋白定标品 (IgG/IgG1/IgG2/IgG3/IgG4/IgA/IgM/IgE/C3c/C4/TRF/ALB/ α 1-抗胰蛋白酶/ α 2-巨球蛋白/触珠蛋白/ α 1-酸性糖蛋白/PA/血红素结合蛋白/视黄醇结合蛋白/铜兰蛋白/K轻链/ λ 轻链/sTRF/FER/ β 2微球蛋白/HCY/TP)	586.59	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪
881	多项蛋白定标（抗凝血酶原III/纤溶酶原/纤维粘连蛋白/纤维粘连蛋白/CI抑制物）	623.2	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量，比如免疫球蛋白等；适用于西门子BN II System特定蛋白仪

882	风湿病学定标品 (RF/CRP/ASL)	1193.1	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
883	多项蛋白定标品(α 1-微球蛋白/半胱氨酸蛋白酶抑制剂C)	1672.33	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
884	游离轻链定标品N FLC Standard SL	4011.2	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
885	多项蛋白质控品(抗凝血酶原III/纤溶酶原/纤维粘连蛋白/纤维粘连蛋白/CI抑制物)	1144	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
886	多项蛋白质控(高值)	2513.7	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
887	载脂蛋白质控品(Apo A1/Apo A II/Apo B/Apo E/CRP/Myo)	648	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
888	风湿病学质控品(高值)	1171.65	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
889	游离轻链质控品(水平1)	2507.2	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
890	游离轻链质控品(水平2)	2507.2	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
891	样本稀释液 N Diluent	385.01	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
892	缓冲液N Reaction Buffer	797.05	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
893	样本密度分离液 N Supplementary Reagent/Precipitation	247.74	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
894	BN II添加剂(清洁剂)	702.4	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
895	样本释放剂 N Supplementary Reagent L	1695.5	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
896	游离轻链补充试剂	1504	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
897	SCS清洗液	358.4	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
898	蛋白分析仪清洗剂	652	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
899	BNP专用反应杯	1356	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
900	反应杯 (BNII)	630.4	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
901	N稀释杯	1326.4	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
902	质控瓶防蒸发盖	569.6	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
903	试剂瓶 (5ML) 蒸发盖	1364	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
904	BNII 蒸发塞子	1256	用于检测人体中各种特殊蛋白的含量, 比如免疫球蛋白等; 适用于西门子BN II System特定蛋白仪
905	抗环瓜氨酸肽 (CCP) 抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法)	5500	用于检测血液中几种抗体的含量, 比如抗角蛋白抗体等, 帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测; 适用于欧盟 Sprinter XL:IFA/ELISA include Incubator免疫荧光仪
906	抗心磷脂抗体IgA/G/M检测试剂盒(酶联免疫吸附法)	2050	用于检测血液中几种抗体的含量, 比如抗角蛋白抗体等, 帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测; 适用于欧盟 Sprinter XL:IFA/ELISA include Incubator免疫荧光仪

907	抗 β 2糖蛋白1抗体(IgA/IgG/IgM)检测试剂盒(酶联免疫吸附法)	3000	用于检测血液中几种抗体的含量,比如抗角蛋白抗体等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于欧盟 Sprinter XL:IFA/ELISA include Incubator免疫荧光仪
908	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	1536	用于新型冠状病毒检测
909	核酸提取或纯化试剂	640	用于新型冠状病毒检测
910	新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)	480	用于新型冠状病毒检测
911	类风湿因子(IgA类)检测试剂盒(酶联免疫吸附法)	3080	用于检测血液中几种抗体的含量,比如抗角蛋白抗体等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于欧盟 Sprinter XL:IFA/ELISA include Incubator免疫荧光仪
912	类风湿因子(IgG类)检测试剂盒(酶联免疫吸附法)	3080	用于检测血液中几种抗体的含量,比如抗角蛋白抗体等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于欧盟 Sprinter XL:IFA/ELISA include Incubator免疫荧光仪
913	类风湿因子(IgM类)检测试剂盒(酶联免疫吸附法)	3080	用于检测血液中几种抗体的含量,比如抗角蛋白抗体等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于欧盟 Sprinter XL:IFA/ELISA include Incubator免疫荧光仪
914	抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法)	12375	用于检测血液中几种抗体的含量,比如抗角蛋白抗体等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于欧盟 Sprinter XL:IFA/ELISA include Incubator免疫荧光仪
915	抗磷脂酶A2受体抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法)	5432	用于检测血液中几种抗体的含量,比如抗角蛋白抗体等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于欧盟 Sprinter XL:IFA/ELISA include Incubator免疫荧光仪
916	抗角蛋白抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法)	1100	用于检测血液中几种抗体的含量,比如抗角蛋白抗体等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于欧盟 Sprinter XL:IFA/ELISA include Incubator免疫荧光仪
917	抗核抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法)	1492.64	用于检测血液中几种抗体的含量,比如抗角蛋白抗体等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于欧盟 Sprinter XL:IFA/ELISA include Incubator免疫荧光仪
918	抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法)	1555.3	用于检测血液中几种抗体的含量,比如抗角蛋白抗体等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于欧盟 Sprinter XL:IFA/ELISA include Incubator免疫荧光仪
919	抗平滑肌抗体IgAGM检测试剂盒(间接免疫荧光法)	1860	用于检测血液中几种抗体的含量,比如抗角蛋白抗体等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于欧盟 Sprinter XL:IFA/ELISA include Incubator免疫荧光仪
920	自身抗体谱IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法)【自免肝】	3400	用于检测血液中几种抗体的含量,比如抗角蛋白抗体等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于欧盟 Sprinter XL:IFA/ELISA include Incubator免疫荧光仪
921	抗内皮细胞抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法)	3900	用于检测血液中几种抗体的含量,比如抗角蛋白抗体等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于欧盟 Sprinter XL:IFA/ELISA include Incubator免疫荧光仪
922	呼吸道病原体谱抗体IgM检测试剂盒(间接免疫荧光法)	3633.42	用于检测血液中几种抗体的含量,比如抗角蛋白抗体等,帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测;适用于欧盟 Sprinter XL:IFA/ELISA include Incubator免疫荧光仪

923	抗EB病毒衣壳抗原IgM、衣壳抗原IgG抗体及抗体亲合力、早期抗原Ig	1880	用于检测血液中几种抗体的含量，比如抗角蛋白抗体等，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测；适用于欧盟 Sprinter XL:IFA/ELISA include Incubator免疫荧光仪
924	非缺失型 α -地中海贫血基因检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法）	4320	用于诊断地中海贫血；
925	β -地中海贫血基因检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法）	4320	用于诊断地中海贫血；
926	缺失型 α -地中海贫血基因检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法）	4320	用于诊断地中海贫血；
927	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法）	4800	用于诊断地中海贫血；
928	遗传性耳聋基因检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法）	13440	用于诊断地中海贫血；
929	沙眼衣原体(CT)核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	27	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
930	解脲支原体(UU)核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	27	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
931	淋球菌(NG)核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	27	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
932	乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	120	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
933	丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR- 荧光探针法）	49	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
934	乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒（1+2型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）	170	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
935	人乳头瘤病毒(HPV)16型、18型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	30	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
936	高危型人乳头瘤病毒核酸（分型）检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	188	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
937	人乳头瘤病毒基因分型检测试剂盒（PCR-反向点杂交法）	160	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
938	人乳头瘤病毒基因分型（23型）检测试剂盒（PCR—反向点杂交法）	190	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
939	肺炎支原体及肺炎衣原体核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法）	50	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
940	甲、乙型流感病毒核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法）	62	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
941	肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	52	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
942	肠道病毒71型（EV71）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	52	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
943	结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	28	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
944	嗜肺军团菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	72	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
945	EB病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
946	单纯疱疹病毒I、II分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	49	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测

947	B组链球菌（GBS）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	40	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
948	呼吸道合胞病毒（RSV）A、B分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	72	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
949	结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增）	98	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
950	沙眼衣原体核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增）	98	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
951	淋病奈瑟菌核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增）	98	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
952	解脲脲原体核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增）	98	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
953	乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA)血清(液体)标准物质	76	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测
954	丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA)血清(液体)标准物质	76	用于检测人体中血液或体液中各种病原体的含量，帮助临床诊断疾病及用药疗效的监测